



2613566

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

18.11.2024 № 014 ~ 1294 / 24

На № _____ от _____

О фальсифицированном
медицинском изделии

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу фальсифицированного медицинского изделия:

«Винт кортикальный с конической резьбой D 5.0мм. L 50мм. ТУ 32.50.50-002-70872486-2021 REF 012.55.50», LOT: 0T00-170/24, дата производства 2024.03, сопровождаемого сведениями о производителе: ООО «Инстр Мед», Россия, и регистрационном удостоверении от 30.12.2022 № РЗН 2022/19307.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также

установлена уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.


Приложение: Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия, а также фотоизображение выявленного медицинского изделия на 3 л. в 1 экз.



А.В. Самойлова

Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия

Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 30.12.2022 № РЗН 2022/19307 срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
Наименование медицинского изделия	Наименование изделия «Система для остеосинтеза по ТУ 32.50.50-002-70872486-2021»	Отсутствует наименование «Система для остеосинтеза по ТУ 32.50.50-002-70872486-2021» <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">ООО "Инстр Мед"</p> <p>420054, РТ, г.Казань, ул.Владимира Кулагина д.1, оф.401 Тел.: (843)211-02-02 med_torg@mail.ru</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Винт кортикальный с конической резьбой D 5.0мм. L 50мм.</p> </div> <div style="width: 35%;"> <p>REF 012.66.50 LOT 0T00-1170/24 Количество: 4 шт.</p> </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>РУ № РЗН 2022/19307 от 30.12.2022 ТУ 32.50.50-002-70872486-2021</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <p>Mat.: Ti. ОТК №1</p> <div style="text-align: right;"> 2024.03 </div> </div>
Соответствие требованиям ТУ	Изделия должны соответствовать требованиям настоящих технических условий	Требование не выполнено. Изделие не соответствует техническим условиям в части: - п. 1.3.1 Требование подраздела; - п. 1.3.3 Макет маркировки.
Маркировка	ГОСТ Р ИСО 15223 - 1	Маркировка предоставленных образцов не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 15223-1 в части п. 5.1.3 «Дата изготовления» (символ).
	и с учетом требований настоящего подраздела.	Требование не выполнено в части: - п. 1.3.3 Макет маркировки. Макет не соответствует представленному в ТУ
Маркировка на упаковке	На потребительской упаковке или на прикрепляемой к ней этикетке должно быть указано: доп. символы - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - страна и адрес предприятия-изготовителя; - обозначение настоящих технических условий; - наименование изделий; - номер и дата выдачи регистрационного удостоверения; - символ «дата изготовления»; - символ «не стерильно»;	Маркировка не соответствует требованиям технических условий и ГОСТ Р ИСО 15223-1 в части <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 5px;">символа 2024.02</div> </div> <p>Согласно сведениям в регистрационном досье, должен быть указан символ со светлым фоном внутри символа; Символ с темным фоном относится к</p>

Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение от 30.12.2022 № РЗН 2022/19307 срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
	<p>- символ «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению»;</p> <p>- символ «Запрет на повторное применение»;</p> <p>- номер партии;</p> <p>- количество изделий, шт.;</p> <p>- штамп ОТК.</p> <p>- Макет маркировки показан на рисунке 1.</p> <div data-bbox="434 586 928 929"> <p>Макет маркировки (пример) содержит следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> Наименование: ООО «Инстр Мед» Адрес: Россия, 420054, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1 оф.401 Контакты: Tel: (843) 211-02-02; e-mail: med_torg@mail.ru Ссылка на сайт: «Система для остеосинтеза по ТУ 32.50.50-002-70872486-2021» Описание изделия: «Пластина прямая длиной 150мм, шириной 30мм, толщиной 1,5мм, число отверстий-2, с ограничителем контактом»; Детальное описание: Винт кортикальный Ø 2мм длиной 4 мм с цилиндрической резьбой, ». Символы: Предупреждение, Запрет на повторное применение, ОТК, ЛОТ, PV №, Кол., шт. </div> <p>Рисунок 1 – Макет маркировки (пример)</p>	<p>сведениям о производителе:</p> <div data-bbox="992 316 1450 393"> <p>Образец информации о производителе:</p> <ul style="list-style-type: none"> Наименование: ООО «Инстр Мед» Адрес: Россия, 420054, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.1 оф.401 Контакты: Tel: (843) 211-02-02; e-mail: med_torg@mail.ru </div> <p>Маркировка упаковки:</p> <div data-bbox="992 559 1470 891"> <p>Образцы маркировки упаковки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Наименование: ООО «Инстр Мед» Адрес: 420054, РТ, г.Казань, ул. Владимира Кулагина д.1, оф.401 Контакты: Tel.: (843) 211-02-02; med_torg@mail.ru Винт кортикальный с конической резьбой D 5.0мм. L 50мм. REF 012.55.50 LOT 0T00-1170/24 Количество: 4 шт. РУ № РЗН 2022/19307 от 30.12.2022 ТУ 32.50.50-002-70872486-2021 Mat.: Ti. ОТК №1 Символы: Предупреждение, Запрет на повторное применение, ОТК, ЛОТ, PV №, Кол., шт. </div> <p>отличается от указанной в КРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расположение на маркировке сведений, в том числе символов; - в адресе производителя отсутствует указание страны производителя «Россия», имеется «РТ»; - имеется каталожный номер «REF»; - имеется условное изображение материала изготовления изделия на упаковке отобранного образца (Mat.: Ti.); - предоставление сведений о дате производства в части символа «Дата изготовления»; - на маркировку образца добавлен символ ; - отличается расположение отметки ОТК; - общее наименование «Система для остеосинтеза» отсутствует на маркировке.


Фотографические изображения фальсифицированного медицинского изделия



Внешний вид индивидуальной упаковки и маркировка изделия



Внешний вид и упаковка изделия



Внешний вид образца изделия